

















 <b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG</b> <b>EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		<b>derivazioni paziente –patient derivations</b>		
		scatolino piccolo ispezionabile* - spinotti 4mm <i>small openable manifold* – 4mm plugs</i> 	scatolino grande ispezionabile - clip <i>large openable manifold - clip</i> 	
<b>Produttore</b> <b>Apparecchiatura ECG</b> <i>EKG Device manufacturer</i>	<b>Modello</b> <b>Model</b>	<b>REF cavo FIAB 10 derivazioni – 10 derivations FIAB cable REF</b>		
<b>BOSCH</b>	EK501	<b>F6736</b>	<b>F5736C</b>	
	EK506			
	EK503			
	603D	<b>F6726/9</b>	<b>F5726/9C</b>	
	603ER			
	603S			
	606			
<b>BURDIK</b>	EK-10	<b>F6748R</b>	<b>F5748RC</b>	
	E350			
	ECPLISE 8	<b>F6749R</b>	<b>F5749RC</b>	
<b>CARDIOLINE</b>	E1	<b>F6726R</b>	<b>F5726RC</b>	
	E1R			
	E3			
	DELTA 300			
	DELTA 360			
	C3			
	ETA 350	<b>F6224</b>	<b>F5224C</b>	
	DELTA 1 - DELTA 1PLUS	<b>F6727R</b>	<b>F5727RC</b>	
	DELTA 3 - DELTA 3PLUS			
	DELTA 30			
DELTA 60 - DELTA 60PLUS				




<b>FIAB</b>		<b>derivazioni paziente –patient derivations</b>		<b>CE</b>
<b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		scatolino piccolo ispezionabile* - spinotti 4mm <i>small openable manifold* – 4mm plugs</i>	scatolino grande ispezionabile - clip <i>large openable manifold - clip</i>	
Produttore Apparecchiatura ECG <i>EKG Device manufacturer</i>	Modello <i>Model</i>			Connessione all'apparecchiatura <i>Connection to the device</i>
REF cavo FIAB 10 derivazioni – 10 derivations <i>FIAB cable REF</i>				



<b>CARDIORAPID</b>	K111	<b>F6726R</b>	<b>F5726RC</b>		
	K112				
	K33				
	K36				
	K300 M	<b>F6226</b>	<b>F5226C</b>		
	K300 P				
	K600 P				
	K600 D				
K130 B					
K130 D					










<b>CAMBRIDGE</b>	VS-6	<b>F6736</b>	<b>F5736C</b>	
	SC1000			



<b>ELETTRONICA TRENTINA / CARDIETTE</b>	AUTOROULER 12/1	<b>F6726R</b>	<b>F5726RC</b>		
	AUTOROULER 12/3				
	EXCEL 103				
	EXCEL 106				
	START 100 P	<b>F6226</b>	<b>F5226C</b>		
	START 100 H				
	START 200				
	START 200 HV				
	AR 600				
	AR 600 ADV				
AR 1200					
AR 1200 ADV					

<b>FIAB</b>		<b>derivazioni paziente –patient derivations</b>		<b>CE</b>
<b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		scatolino piccolo ispezionabile* - spinotti 4mm <i>small openable manifold* – 4mm plugs</i>	scatolino grande ispezionabile - clip <i>large openable manifold - clip</i>	
Produttore Apparecchiatura ECG <i>EKG Device manufacturer</i>	Modello <i>Model</i>			<b>Connessione all'apparecchiatura Connection to the device</b>
<b>REF cavo FIAB 10 derivazioni – 10 derivations FIAB cable REF</b>				

<b>ESAOTE</b>	P80	<b>F6725R</b>	<b>F5725RC</b>	
	P8000			
	Personal C1	<b>F6200R</b>	<b>F5200RC</b>	
	Personal C3			
	C3M	<b>F6209</b>	<b>F5209C</b>	
	C3R			


<b>FUKUDA DENSHI</b>	FCP11	<b>F6747</b>	<b>F5747C</b>	
	FX101			
	MCP302			
	FX328U	<b>F6747R</b>	<b>F5747RC</b>	
	FCP2101			
	FCP2201			



 <b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG</b> <b>EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		<b>derivazioni paziente –patient derivations</b>		
		scatolino piccolo ispezionabile* - spinotti 4mm <i>small openable manifold* – 4mm plugs</i> 	scatolino grande ispezionabile - clip <i>large openable manifold - clip</i> 	
<b>Produttore</b> <b>Apparecchiatura ECG</b> <i>EKG Device manufacturer</i>	<b>Modello</b> <b>Model</b>	<b>REF cavo FIAB 10 derivazioni – 10 derivations FIAB cable REF</b>		
<b>HELLIGE</b>	EK36	<b>F6267/9</b>	<b>F5267/9C</b>	
	EK41 - EK43			
	EK53 - EK56			
	EK403			
	EK413			
	EK512			
	EK512/P			
	EK512/E			
	Cardiosmart			
	Cardiosys			
	Microsmart	<b>F6746R</b>	<b>F5746RC</b>	
<b>HP</b>	Pagewriter 1513	<b>F6726/HP</b>	<b>F5726C/HP</b>	
	154B/C			
	1514D			
	1515A/B			
	1517A			
<b>KONTRON</b>	EKG P80	<b>F6725R</b>	<b>F5725RC</b>	
<b>MACQUAIRE</b>	CT100	<b>F6726/MAC</b>	<b>F5726C/MAC</b>	
	CT200			


<b>FIAB</b>		<b>derivazioni paziente –patient derivations</b>		<b>CE</b>
<b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		scatolino piccolo ispezionabile* - spinotti 4mm <i>small openable manifold* – 4mm plugs</i>	scatolino grande ispezionabile - clip <i>large openable manifold - clip</i>	
Produttore Apparecchiatura ECG <i>EKG Device manufacturer</i>	Modello <i>Model</i>			<b>Connessione all'apparecchiatura Connection to the device</b>
<b>REF cavo FIAB 10 derivazioni – 10 derivations FIAB cable REF</b>				

<b>MARQUETTE</b>	MAC500	<b>F6746R</b>	<b>F5746RC</b>	
	MAC1100			
	MAC1200			




<b>MORTARA</b>	ELI 100	<b>F6728</b>	<b>F5728C</b>	
	ELI 200			





<b>NIHON-KOHDEN</b>	Cardiofax/Q-Cardiofax 6353	<b>F6736</b>	<b>F5736C</b>	
	6151			
	8270			
	8350			
	8370			
	8420			
	8423			
	8450			
	8453			
	8820			
	8823			
	8830			
	9130			
	Cardiofax 651			
6581				
8110				




<b>FIAB</b>		<b>derivazioni paziente –patient derivations</b>		<b>CE</b>
<b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		scatolino piccolo ispezionabile* - spinotti 4mm <i>small openable manifold* – 4mm plugs</i>	scatolino grande ispezionabile - clip <i>large openable manifold - clip</i>	
Produttore Apparecchiatura ECG <i>EKG Device manufacturer</i>	Modello <i>Model</i>			Connessione all'apparecchiatura <i>Connection to the device</i>
REF cavo FIAB 10 derivazioni – 10 derivations <i>FIAB cable REF</i>				

<b>PROGETTI</b>	EPG SMARTY	<b>F6726R</b>	<b>F5726RC</b>	
	EPG POCKET			
	EPG JUNIOR			
	EPG VIEW			
	EPG 6 VIEW			
	EPG PLUS			
	EPG 612			

<b>PICKER</b>	VS-6	<b>F6736</b>	<b>F5736C</b>	
---------------	------	--------------	---------------	---

<b>SCHILLER</b>	9104	<b>F6778R</b>	<b>F5778RC</b>	
	AT/1	<b>F6725R</b>	<b>F5725RC</b>	
	AT/2			
	AT/4			
	AT/3			
	AT/5			
	AT/6			
	AT/10			
	CS6	<b>F6725R</b>	<b>F5725RC</b>	
	CS12			
	CS100			
	CV6			
	P80			

 <b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG</b> <b>EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		<b>derivazioni paziente –patient derivations</b> scatolino piccolo ispezionabile* - spinotti 4mm <i>small openable manifold* – 4mm plugs</i>		scatolino grande ispezionabile - clip <i>large openable manifold - clip</i>		
Produttore Apparecchiatura ECG <i>EKG Device manufacturer</i>	Modello Model			<b>Connesione all'apparecchiatura</b> <i>Connection to the device</i>		
<b>REF cavo FIAB 10 derivazioni – 10 derivations FIAB cable REF</b>						

<b>SIEMENS</b>	Sicard 440/740	<b>F6726/9</b>	<b>F5726/9C</b>	
	Miracard			
	Mingocard			
	Mingophon			
	Mingograf			
	Mingolong			
	Mingodoc			
	Sirecard803			
	Cardiostat 3t 701 703			
	EK-10	<b>F6748R</b>	<b>F5748RC</b>	
E350				
ECPLISE 8	<b>F6749R</b>	<b>F5749RC</b>		

Sono disponibili modelli con scatola grande ispezionabile e spinotti 4mm indicati dal ref. tipo F5XXXX – Large openable manifold models are available with ref type F5XXXX  
 I modelli tipo FXXXX/123 hanno il cavo principale di lunghezza "123" cm – Models type FXXXX/123 are made with a "123" centimeters long main cable.

I marchi e nomi commerciali presenti nel documento sono proprietà dei rispettivi produttori – *Brands and trade marks mentioned in this document belong to the related manufacturers*

**Aggiornato a novembre 2004 – Latest update November 2004.**